

Ulmer Spezialist für Gesundheit und Wohlbefinden sagt Erkältungen den Kampf an

## **Medica 2008: Beurer stellt neue Generation von Inhalatoren vor**

### **Pressekontakt:**

**Kerstin Kreuchauf**  
Beurer GmbH  
Söflinger Straße 218  
89077 Ulm  
Tel. 0731/3989-137  
Fax 0731/3989-139  
kerstin.kreuchauf@  
Beurer.de

**Marian Weber**  
Trademark PR GmbH  
Goethestr. 66  
80336 München  
Tel. 089/444467414  
Fax. 089/444467479  
Beurer@trademarkpr.eu

**Ulm/München, 19. November 2008 – Eine Vielzahl an Menschen, vom Säugling bis ins hohe Alter, leidet unter chronischen oder akuten Atemwegserkrankungen, wie beispielsweise Asthma bronchiale oder Bronchitis. Unterschiedliche Inhalationstherapien helfen, die Atemwegsbeschwerden zu lindern oder sind sogar als lebenswichtige Therapiemaßnahme notwendig. Mit den hoch entwickelten Inhalatoren IH 20, IH 25 und IH 50 stellt Beurer auf der diesjährigen Medica eine neue Generation an Geräten vor, mit denen Atemwegserkrankungen effektiv behandelt werden können. Alle drei Inhalationsgeräte funktionieren nach dem Prinzip der anerkannten Vernebelungstechnik. Vom 19. bis zum 22. November präsentiert das Ulmer Unternehmen in Halle 12, Stand F65 diese und andere Highlights auf der weltgrößten Medizinmesse in Düsseldorf.**

### **Inhalation – Die effektive Methode zur akuten oder langfristigen Linderung**

Die Inhalationstherapie kann die Selbstreinigung der Atemwege unterstützen, die natürliche Abwehr der Schleimhaut stärken, Entzündungen und Schwellungen lindern und Erreger von Atemwegsinfektionen bekämpfen. Sie eignet sich für sämtliche Atemwegserkrankungen, angefangen von klassischen Erkältungen bis hin zu schweren chronischen Erkrankungen des Atmungssystems. Auch Verkrampfungen der Bronchialmuskulatur können durch die Inhalation bestimmter Medikamente sowohl langfristig als auch akut gelindert werden.

### **Inhalatoren von Beurer - Mit Vernebelungstechnologien**

Alle neuen Inhalatoren von Beurer setzen auf die Vernebelungstechnik, bei der der Wirkstoff in feinen Nebel umgewandelt wird. Die Teilchengröße entscheidet über die Lungengängigkeit des vernebelten Wirkstoffes. Teilchen mit einer mittleren Teilchengröße von kleiner als 6 Mikrometer dringen bis in die tiefen Lungenpartien. Die mittlere Teilchengröße aller Beurer Inhalatoren liegt unter 6 Mikrometer.



Beim Top-Modell IH 50 wird zur Vernebelung des Inhalats eine hochmoderne Schwingmembran eingesetzt, die für kleinste Teilchen des Medikaments durchlässig ist. Die hohe Verneblungsleistung von  $> 0,30$  ml/min gewährleistet eine kurze Inhalationszeit. Dadurch ist der IH 50 auch für die Behandlung von Kindern mit Atemwegsbeschwerden optimal geeignet. Das kompakte Format und der Batteriebetrieb machen den Inhalator zudem zum perfekten Begleiter auf Reisen. Im Lieferumfang sind Aufbewahrungsbox, Mundstück sowie Erwachsenen- und Kindermaske enthalten.



Auch die Modelle IH 25 und IH 20 sind für die Behandlung der oberen und unteren Atemwege bei Erkältungen, Asthma oder ähnlichen Krankheitsbildern ausgelegt. Die Vernebelung der flüssigen Medikamente wird hierbei mittels Kompressor-Drucklufttechnologie erzielt. Die Verneblungsrate beträgt  $> 0,21$  ml/min (IH 25) bzw.  $> 0,18$  ml/min (IH 20). Beide Geräte arbeiten mit Netzbetrieb und zeichnen sich durch ihre kompakten Abmessungen sowie das geringe Gewicht aus. Im Lieferumfang enthalten sind Mundstück, Nasenaufsatz (beim Modell IH 25), Erwachsenen- sowie Kindermaske, ein extra langer Luftdruckschlauch, ein Filter und eine Aufbewahrungstasche (beim Modell IH 25).



### **Beurer Inhalator IH 30 – Mit Ultraschalltechnologie zum Therapieerfolg**

Bereits von Beurer verfügbar ist der Inhalator IH 30, der im Unterschied zu den Neuheiten auf der Ultraschalltechnologie basiert. Dabei wird das Übertragungsmedium, in diesem Fall Wasser, in Schwingungen versetzt. Dadurch lösen sich aus dem Inhalat einzelne Teilchen. Diese werden über den Luftkanal mit Luft vermischt, durch einen Ventilator gleichmäßig ausgestoßen und über eine Maske oder einem Mundstück dem Patienten zugeführt. Da diese Technik sehr wenig Strom benötigt, kann auch der IH 30 mit



Batterien betrieben werden und eignet sich für den Einsatz auf Reisen. (Netzbetrieb ist ebenfalls möglich) Erwachsenen- sowie Kindermaske sind im Lieferumfang enthalten, der IH 30 verfügt zudem über eine Abschaltautomatik und eine Kontrollleuchte.

#### **Über Beurer**

Beurer wurde 1919 gegründet und steht für Gesundheit und Wohlbefinden. Angefangen mit den ersten Heizkissen in Deutschland umfasst das Produktportfolio eine große Anzahl an Produkten, darunter Heizdecken, Heizkissen, Wärmeunterbetten, Blutdruck- und Blutzuckermessgeräte, Fieberthermometer, Personen- und Küchenwaagen, Massage-, Therapie- und Beautyprodukte sowie Pulsuhren. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Ulm unterhält ein weltweites Distributionsnetz in über 80 Länder und beschäftigt derzeit ca. 350 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter [www.beurer-medical.de](http://www.beurer-medical.de) bzw. [www.beurer.de](http://www.beurer.de).